

195		65		
100	Veuillez lire le manuel d'instructions avant utilisation.		100	
	FRANÇAIS			
	V-COMB®A1 QUICK GUIDE			
	Lorem ipsum			
I. CHARGE		III. INSTALLATION DU FILTRE DE CAPTURE		
Lorsque l'appareil est allumé, le bouton d'alimentation s'allume avec un indicateur LED coloré. Une lumière verte indique que l'appareil dispose d'une batterie suffisamment chargée. Lorsque le bouton affiche une lumière rouge, cela signifie que l'appareil doit être rechargé et que l'appareil s'éteindra automatiquement dans une (1) minute. Lors de la charge, le bouton d'alimentation affiche une lumière bleue qui s'éteint automatiquement lorsque l'appareil est complètement chargé. Veuillez utiliser un adaptateur d'alimentation USB 5V 1,5A (ou supérieur) pour vous assurer que l'appareil fonctionne correctement et efficacement. Rechargez l'appareil quand la batterie est complètement vide.		Les filtres de capture de remplacement sont fournis dans des emballages refermables de trois (3) unités chaque. Déchirez un sachet, prenez un (1) filtre de capture, puis refermez l'emballage.		
Cela garantira à la batterie de maintenir ses performances optimales.		Tournez pour déverrouiller l'unité V-Comb A1 en alignant la flèche sur la tête du V-Comb A1 avec le symbole de déverrouillage sur le corps principal. Déposez le filtre de capture (ouverture ronde vers le haut) dans le compartiment transparent du corps de l'appareil.		
II. STOCKAGE		IV. ANGLES DU PEIGNE		
L'emballage du V-Comb A1 est conçu pour être réutilisé comme étui pour l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé après le traitement et le nettoyage (voir le manuel d'instructions). Assurez-vous que la tête du dispositif soit dans la bonne position (entre la position droite et la position de ratissage) en tirant le bouton bleu vers le bas et en ajustant l'angle jusqu'à ce que le message "Store in this position" apparaisse à l'arrière de la tête du peigne. Fixez en verrouillant les bosses latérales à l'intérieur de l'emballage sur les parties creuses sur le côté de l'appareil.		Position droite		
		Position ratissage		
		Pour modifier l'angle du peigne, tirez vers le bas et maintenez le bouton bleu au-dessus du logo V-Comb A1 et ajustez l'angle des dents. Relâchez le bouton pour verrouiller à nouveau position. Deux positions pré-définies sont disponibles: peigne droit ou ratissage.		
		</		



GUIDA AL TRATTAMENTO IN 4 FASI



fase 1: RILEVAMENTO

Controlla i capelli per eventuali segni di pidocchi, ninfe, uova o piaghe rosse.

Usa il V-Comb A1 per controllare.



fase 2: ELIMINAZIONE

Usa il V-Comb A1 per eliminare pidocchi, ninfe e uova.

Pettinare quotidianamente per 1-3 giorni.



fase 3: ROMPERE IL CICLO

Pettinare di nuovo i capelli per eventuali uova perse, ninfe appena schiusi o nuovi pidocchi.

Pettinare il 7° giorno.



fase 4: PREVENZIONE


Controlla eventuali nuovi pidocchi che potrebbero essere stati raccolti da altri.

Utilizzare una volta alla settimana, se necessario.



©2020 ToLife Technologies Pty Ltd
V-Comb® A1 is a design registered and patented product. V-Comb® is a registered trademark.

IL CICLO DI VITA DEL PIDOCCHIO



La vita media di un pidocchio è di circa 30 giorni e una femmina adulta di pidocchio è in grado di deporre no a 150 uova durante il suo ciclo di vita!

Le uova (lendini) si schiudono in 7-10 giorni circa, per questo motivo è importante usare il V-Comb A1 quotidianamente per due settimane durante una infestazione attiva. Interrompere il ciclo vitale della riproduzione dei pidocchi è essenziale per garantire che eventuali uova o pidocchi, che potrebbero essere ancora rimasti o i nuovi pidocchi trasferiti da altri soggetti, possano essere eliminati prima che raggiungano la maturità.

DEUTSCH

QUICK GUIDE

I. LADEN


Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet der Netzschalter mit einer farbigen LED-Anzeige auf. Ein grünes Licht zeigt an, dass das Gerät über ausreichend Batteriestrom verfügt. Wenn die Taste rot leuchtet, muss das Gerät aufgeladen werden und das Gerät schaltet sich in 1 Minute automatisch aus. Während des Ladevorgangs zeigt der Netzschalter ein blaues Licht an, das sich automatisch ausschaltet, wenn das Gerät ordnungsgemäß aufgeladen wird. Verwenden Sie ein USB-Netzteil mit 5V, 1.5A (oder höher), um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß und effizient funktioniert.

Das Gerät muss aufgeladen werden, nachdem die volle Leistung aufgebraucht wurde, um sicherzustellen, dass der Akku die optimale Leistung beibehält.

II. VERPACKUNG

Die V-Comb A1-Verpackung ist so konzipiert, dass sie bei Nichtgebrauch nach Behandlung und Reinigung als Aufbewahrungsort für das Gerät verwendet werden kann (siehe Bedienungsanleitung). Stellen Sie sicher, dass sich der Kämmkopf in der richtigen Position befindet (zwischen der geraden und der Rechenposition), indem Sie den blauen Knopf nach unten ziehen und den Winkel einstellen, bis die Meldung "Store in this position" auf der Rückseite des Kämmkopfs angezeigt wird. Sichern Sie das Gerät, indem Sie die seitlichen Unebenheiten an der Innenseite der Verpackung an den hohlen Teilen an der Seite des Geräts befestigen.

III. ANBRINGEN DES V-COMB A1 FILTERS




Ersatz-Capture-Filter werden in wiederverschließbaren Verpackungen mit jeweils drei (3) Einheiten geliefert. Reißen Sie eine Hülle auf, nehmen Sie einen (1) Aufnahmefilter und verschließen Sie die Packung wieder.

Drehen Sie, um die V-Comb A1-Einheit zu entsperren, indem Sie den Pfeil am Kopf der Einheit auf das Entsperresymbol am Hauptkörper ausrichten. Lassen Sie den Sammelfilter (runde Öffnung nach oben) in das transparente Fach des Gerätekörpers fallen.


Befestigen Sie den Kämmkopf vorsichtig wieder am Körper des V-Comb A1, indem Sie die Führungspfeile auf das Schlosssymbol ausrichten.

IV. KÄMMWINKEL




Um den Kämmwinkel zu ändern, drücken und halten Sie die blauen Knöpfe über dem V-Comb A1-Logo und stellen Sie die gewünschte Position der Borsten ein. Lassen Sie den Knopf los, um die gewünschte Position festzustellen. Zwei Stellpositionen stehen zur Verfügung: gerade oder geneigte Position.

V. KÄMMENS ANWEISUNGEN



Bürsten Sie die Haare, um Knoten zu entfernen und sie mit Haarspangen zu Abschnitten aufzutrennen. Vergewissern Sie sich, dass Sie den V-COMB A1 richtig ansetzen. Sie beginnen sich vom Nacken aus durch die Haare durchzuarbeiten. Die geteilten Abschnitte sollten nicht breiter sein, als der Aufsatz des V-COMB Kammes. Kämmen Sie durch jeden Abschnitt mehrmals in alle Richtungen (oben, unten, links und rechts).

VI. HYGIENISCHE ENTSORGUNG



Um den Aufnahmefilter hygienisch zu entsorgen, nehmen Sie den Kämmkopf durch Drehen vom Hauptkörper ab, um die Führungspfeile auf das Entriegelungssymbol auszurichten. Kippen Sie dann den Hauptkörper vorsichtig über einen Mülleimer, bis der versiegelte Auffangfilter automatisch abfällt.



4-SCHRITT-BEHANDLUNGSHANDBUCH



schritt 1: ERKENNUNG

Überprüfen Sie das Haar auf Anzeichen von Kopfläusen, Nymphen, Eiern oder roten Wunden.

Verwenden Sie den V-Comb A1, um zu überprüfen.



schritt 2: BESEITIGUNG

Verwenden Sie den V-Comb A1, um erwachsene Kopfläuse, Nymphen und lebende Eier loszuwerden.

Täglich 1-3 Tage kämmen.



schritt 3: ZYKLUS BRECHEN

Kämmen Sie nach möglicherweise fehlenden Eiern, frisch geschlüpften Nymphen oder neuen Kopfläusen.

Kamm am 7. Tag.



schritt 4: VORBEUGUNG


Suchen Sie nach neuen Kopfläusen, die möglicherweise von anderen aufgenommen wurden.

Verwenden Sie einmal pro Woche, wenn nötig.



©2020 ToLife Technologies Pty Ltd
V-Comb® A1 is a design registered and patented product. V-Comb® is a registered trademark.

DER LEBENSZYKLUS VON LÄUSEN



Kopfläuse leben ca. 30 Tage und eine einzelne weibliche Laus kann über 14 Tage täglich etwa 8-10 Eier legen.

Die jungen Nissen schlüpfen nach etwa 7-10 Tagen. Deshalb ist es so wichtig, den V-COMB während eines aktiven Befalles über 14 Tage zu verwenden. Benutzen Sie den V-COMB in den ersten vier Tagen täglich, danach jeden zweiten bzw. dritten Tag, um restliche Läuse einzufangen. Das Unterbrechen des Lebenszyklus ist wichtig, damit Eier oder Läuse, die nicht gefangen wurden oder neu hinzugekommen sind, beseitigt werden können, bevor sie die Reife erreichen und sich erneut vermehren.

LICETEC.COM.AU